

高齢者の健康管理において、体重の変化はバイタルサインのひとつと言われており、高齢者の体重管理の重要性が高まっています。そこで、体重を測りパソコンに記録する方法をご紹介します。

車椅子に座ったままでも計量可能な体重計を使って、体重をパソコンに記録するシステムです。

<特徴>

- ・車椅子に座ったままでも体重を記録するには
バリアフリー体重計を使用します。

- ・バリアフリー以外の一般用や手すり付き
の体重計も使用できます。

- ・体重を測る状況に応じて、最適なタイプ
を選ぶ事ができます。

Bluetooth 付きはかり
バリアフリー体重計



体重の変化は、重要な
バイタルサイン



Bluetooth



体重データ

パソコン




一般用体重計 DP-7800PW-BTseries 手すり付き体重計 DP-7800PW-T-BT



一体型

DP-7800PW-BT



DP-7800PW-T-BT

セパレート型

DP-7800PW-S-BT



<使用するソフト>

Tele Weight Scale G - 極

<紹介動画>

車椅子ごと体重を量って記録する
方法をご紹介します！

